

兔抗 INSM2 多克隆抗体

- 中文名称： 兔抗 INSM2 多克隆抗体
- 英文名称： Anti-INSM2 rabbit polyclonal antibody
- 别名： INSM transcriptional repressor 2; IA6; IA-6; mlt1
- 相关类别： 一抗
- 储存： 冷冻（-20℃）
- 宿主： Rabbit
- 抗原： INSM2
- 反应种属： Human, Mouse
- 标记物： Unconjugate
- 克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	May function as a growth suppressor or tumor suppressor in liver cells and in certain neurons.
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	INSM2
Immunogen:	Synthetic peptide of human INSM2
Full name:	INSM transcriptional repressor 2
Synonyms:	IA6; IA-6; mlt1
SwissProt:	Q96T92
ELISA Recommended dilution:	5000-10000

IHC positive control:	Human liver cancer and Human tonsil
IHC Recommend dilution:	25-100
WB Predicted band size:	59 kDa
WB Positive control:	Mouse heart tissue lysate
WB Recommended dilution:	500-2000





