

兔抗 RPS19BP1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 RPS19BP1 多克隆抗体

英文名称： Anti-RPS19BP1 rabbit polyclonal antibody

别名： AROS; S19BP; dJ1104E15.4

抗原： RPS19BP1

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Direct regulator of SIRT1. Enhances SIRT1-mediated deacetylation of p53/TP53, thereby participating in inhibition of p53/TP53-mediated transcriptional activity.
Applications:	IHC
Name of antibody:	RPS19BP1
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human RPS19BP1.
Full name:	ribosomal protein S19 binding protein 1
Synonyms :	AROS; S19BP; dJ1104E15.4
SwissProt:	Q86WX3

IHC positive control:	Human brain tissue
IHC Recommend dilution:	50-100

