

PGRMC1 抗原（重组蛋白）

中文名称： PGRMC1 抗原（重组蛋白）

英文名称： PGRMC1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： progesterone receptor membrane component 1; MPR; HPR6.6

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 44-195 amino acids of human PGRMC1

技术规格

Full name:	progesterone receptor membrane component 1
Synonyms:	MPR; HPR6.6
Swissprot:	O00264
Gene Accession:	BC034238
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a putative membrane-associated progesterone steroid receptor. The protein is expressed predominantly in the liver and kidney.