

兔抗 UTS2R 多克隆抗体

中文名称：兔抗 UTS2R 多克隆抗体

英文名称： Anti-UTS2R rabbit polyclonal antibody

别名： UTR, UTR2, GPR14, UR-2-R

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： UTS2R

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene codes high affinity receptor for urotensin-2 and urotensin-2B. The activity of this receptor is mediated by a G-protein that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system
Applications:	ELISA, WB
Name of antibody:	UTS2R
Immunogen:	Synthetic peptide of human UTS2R
Full name:	urotensin 2 receptor
Synonyms :	UTR, UTR2, GPR14, UR-2-R
SwissProt:	Q9UKP6
ELISA Recommended dilution:	1000-5000
WB Predicted band size:	42 kDa

WB Positive control:	Human fetal muscle tissue
WB Recommended dilution:	500-2000

