

兔抗 ORAOV1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ORAOV1 多克隆抗体

英文名称： Anti-ORAOV1 rabbit polyclonal antibody

别名： TAOS1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： ORAOV1

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Belongs to the ORAOV1 family.
Applications:	WB
Name of antibody:	ORAOV1
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human ORAV1.
Full name:	oral cancer overexpressed 1
Synonyms :	TAOS1
SwissProt:	Q8WV07
WB Predicted band size:	15 kDa
WB Positive control:	293 cells and Hela cells lysates
WB Recommended dilution:	500-3000

