

兔抗 OTULINL 多克隆抗体

中文名称：兔抗 OTULINL 多克隆抗体

英文名称： Anti-OTULINL rabbit polyclonal antibody

别名： OTU deubiquitinase with linear linkage specificity

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： OTULINL

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Lacks deubiquitinase activity.
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	OTULINL
Immunogen:	Fusion protein of human OTULINL
Full name:	OTU deubiquitinase with linear linkage specificity like
Synonyms:	NET20; FAM105A
SwissProt:	Q9NUU6
IHC positive control:	Human tonsil
IHC Recommend dilution:	30-150
WB Predicted band size:	42 kDa
WB Positive control:	Human placenta tissue lysate

WB Recommended dilution: 500-2000



