

PITPNM1 抗原（重组蛋白）

中文名称： PITPNM1 抗原（重组蛋白）

英文名称： PITPNM1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 1; Rd9; NIR2; RDGB; DRES9; RDGB1; RDGBA; PITPNM; RDGBA1

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 250 amino acids of human PITPNM1

技术规格

Full name:	phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 1
Synonyms:	Rd9; NIR2; RDGB; DRES9; RDGB1; RDGBA; PITPNM; RDGBA1
Swissprot:	O00562
Gene Accession:	BC022230
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	PITPNM1 belongs to a family of membrane-associated phosphatidylinositol transfer domain-containing proteins that share homology with the Drosophila retinal degeneration B (rdgB) protein.