

## 兔抗 RUFY4 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 RUFY4 多克隆抗体

英文名称： Anti-RUFY4 rabbit polyclonal antibody

别名： ZFYVE31

抗原： RUFY4

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 一抗

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	The function of this protein remains unknown.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	RUFY4
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human RUFY4
<b>Full name:</b>	RUN and FYVE domain containing 4
<b>Synonyms:</b>	ZFYVE31
<b>SwissProt:</b>	Q6ZNE9
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human lung cancer and human gastric cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	25-100

