

PNLIPRP1 抗原（重组蛋白）

中文名称： PNLIPRP1 抗原（重组蛋白）

英文名称： PNLIPRP1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： pancreatic lipase-related protein 1; PLRP1

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 218-467 amino acids of human PNLIPRP1

技术规格

Full name:	pancreatic lipase-related protein 1
Synonyms:	PLRP1
Swissprot:	P54315
Gene Accession:	BC025784
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	May function as inhibitor of dietary triglyceride digestion. Lacks detectable lipase activity towards triglycerides, diglycerides, phosphatidylcholine, galactolipids or cholesterol esters (in vitro) (By similarity).