

Protein G 免疫磁珠纯化试剂盒

中文名称： Protein G 免疫磁珠纯化试剂盒

英文名称： Protein G immunomagnetic beads Purification KIT

相关类别： 抗体相关支持试剂

储 存： 冷藏（2-8℃）

概述

Protein G 免疫磁珠，是将重组蛋白 A 或 G 与磁珠结合，利用 Protein G 与抗体的高亲和性，简单快速地纯化血清或腹水。

应用

Purification

组份

Protein G 免疫磁珠 洗涤缓冲液 预洗脱缓冲液 洗脱缓冲液 中和缓冲液

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers