

## PTMA 抗原（重组蛋白）

中文名称： PTMA 抗原（重组蛋白）

英文名称： PTMA Antigen (Recombinant Protein)

别名： prothymosin alpha; TMSA

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

### 概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-110 amino acids of human PTMA

### 技术规格

<b>Full name:</b>	prothymosin alpha
<b>Synonyms:</b>	TMSA
<b>Swissprot:</b>	P06454
<b>Gene Accession:</b>	BC003510
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	Prothymosin alpha may mediate immune function by conferring resistance to certain opportunistic infections.