

兔抗 IRS1 多克隆抗体

- 中文名称： 兔抗 IRS1 多克隆抗体
- 英文名称： Anti-IRS1 rabbit polyclonal antibody
- 别名： HIRS-1
- 抗原： IRS1
- 储存： 冷冻（-20℃）
- 宿主： Rabbit
- 相关类别： 一抗
- 反应种属： Human, Mouse, Rat
- 标记物： Unconjugate
- 克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a protein which is phosphorylated by insulin receptor tyrosine kinase. Mutations in this gene are associated with type II diabetes and susceptibility to insulin resistance.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	IRS1
Immunogen:	Fusion protein of human IRS1
Full name:	insulin receptor substrate 1
Synonyms :	HIRS-1
SwissProt:	P35568
ELISA Recommended dilut	1000-2000

ion:	
IHC positive control:	Human thyroid cancer
IHC Recommend dilution:	25-100

