

兔抗 SAMM50 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SAMM50 多克隆抗体

英文名称： Anti-SAMM50 rabbit polyclonal antibody

别名： SAMM50 sorting and assembly machinery component; OMP85; SAM50; TOB55; TRG-3; CGI-51; YNL026W

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： SAMM50

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a component of the Sorting and Assembly Machinery (SAM) of the mitochondrial outer membrane. The Sam complex functions in the assembly of beta-barrel proteins into the outer mitochondrial membrane.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	SAMM50
Immunogen:	Fusion protein of human SAMM50
Full name:	SAMM50 sorting and assembly machinery component
Synonyms:	OMP85; SAM50; TOB55; TRG-3; CGI-51; YNL026W

SwissProt:	Q9Y512
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human cervical cancer
IHC Recommend dilution:	25-100

