

RAB25 抗原（重组蛋白）

中文名称： RAB25 抗原（重组蛋白）

英文名称： RAB25 Antigen (Recombinant Protein)

别名： RAB25, member RAS oncogene family; CATX-8; RAB11C

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to N terminal 210 amino acids of human RAB25

技术规格

Full name:	RAB25, member RAS oncogene family
Synonyms:	CATX-8; RAB11C
Swissprot:	P57735
Gene Accession:	BC009831
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	RAB proteins, such as RAB25, are members of the RAS superfamily of small GTPases that are involved in membrane trafficking. Members of the RAB11 subfamily, including RAB25, control the return of internalized membrane-associated moieties to the cell surface.