

Raji 细胞

中文名称： Raji 细胞

英文名称： Raji Cells

别名： 人 Burkitts 淋巴瘤细胞

相关类别： 细胞系

储存： 常温（18-25℃） 避光

概述

Raji 细胞源自一位 11 岁黑人男孩的左上颌骨的 Burkitt 淋巴瘤。

使用说明

37°C，5% CO₂，无菌恒温培养。Raji 细胞增殖能力取决于培养技术、培养条件等综合因素。请按照正确的培养方法来复苏、传代、冻存，以此保证细胞具备良好的增殖能力，方便您的后继研究顺利进行。