

RASAL2 抗原（重组蛋白）

中文名称： RASAL2 抗原（重组蛋白）

英文名称： RASAL2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： RAS protein activator like 2; NGAP

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 250 amino acids of human RASAL2

技术规格

Full name:	RAS protein activator like 2
Synonyms:	NGAP
Swissprot:	Q9UJF2
Gene Accession:	BC110611
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a protein that contains the GAP-related domain (GRD), a characteristic domain of GTPase-activating proteins (GAPs). GAPs function as activators of Ras superfamily of small GTPases. The protein encoded by this gene is able to complement the defective RasGAP function in a yeast system. Two alternatively spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported.