

兔抗 SCARB1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SCARB1 多克隆抗体

英文名称： Anti-SCARB1 rabbit polyclonal antibody

别名： CLA1; SRB1; CLA-1; SR-BI; CD36L1; HDLQTL6

相关类别： 一抗

抗原： SCARB1

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:

The protein encoded by this gene is a plasma membrane receptor for high density lipoprotein cholesterol (HDL). The encoded protein mediates cholesterol transfer to and from HDL. In addition, this protein is a receptor

	r for hepatitis C virus glycoprotein E2. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	SCARB1
Immunogen:	Fusion protein of human SCARB1
Full name:	scavenger receptor class B, member 1
Synonyms :	CLA1; SRB1; CLA-1; SR-BI; CD36L1; HDLQTL6
SwissProt:	Q8WTV0
ELISA Recommended dilution:	2000-5000
IHC positive control:	Human thyroid cancer and human cervical cancer
IHC Recommend dilution:	50-200

