

RASSF9 抗原（重组蛋白）

中文名称： RASSF9 抗原（重组蛋白）

英文名称： RASSF9 Antigen (Recombinant Protein)

别名： Ras association (RalGDS/AF-6) domain family (N-terminal) member 9; PAMCI; PCIP1; P-CIP1

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 250 amino acids of human RASSF9

技术规格

Full name:	Ras association (RalGDS/AF-6) domain family (N-terminal) member 9
Synonyms:	PAMCI; PCIP1; P-CIP1
Swissprot:	O75901
Gene Accession:	BC031589
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene localizes to perinuclear endosomes. This protein associates with peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase, and may be involved with the trafficking of this enzyme through secretory or endosomal pathways.