

兔抗 PDCD4(Phospho-Ser457) 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PDCD4(Phospho-Ser457) 多克隆抗体

英文名称： Anti-PDCD4(Phospho-Ser457) rabbit polyclonal antibody

别名： H731

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

抗原： PDCD4(Phospho-Ser457)

反应种属： Human Mouse Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	This gene is a tumor suppressor and encodes a protein that binds to the eukaryotic translation initiation factor 4A1 and inhibits its function by preventing RNA binding. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Applications:	WB
Name of antibody:	PDCD4(Phospho-Ser457)
Immunogen:	Peptide sequence around phosphorylation site of serine 457 (F-V-S(p)-E-G) derived from Human PDCD4 .
Full name:	programmed cell death 4 (neoplastic transformation inhibitor)
Synonyms :	H731
SwissProt:	Q53EL6

WB Predicted band size:	52 kDa
WB Positive control:	293 cells lysates treated with Serum
WB Recommended dilution:	500-1000

