

## 兔抗 ITLN2 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 ITLN2 多克隆抗体

英文名称： Anti-ITLN2 rabbit polyclonal antibody

别名： HL2; HL-2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： ITLN2

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	May play a role in the defense system against pathogens.Expressed only in the small intestine.
<b>Applications:</b>	ELISA, WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	ITLN2
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human ITLN2
<b>Full name:</b>	intelectin 2
<b>Synonyms:</b>	HL2; HL-2
<b>SwissProt:</b>	Q8WWU7
<b>ELISA Recommended</b>	5000-10000

<b>dilution:</b>	
<b>IHC positive control:</b>	Human thyroid cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	25-100
<b>WB Predicted band size:</b>	36 kDa
<b>WB Positive control:</b>	Human ileum tissue lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	200-1000



