

兔抗 PDPK1(Phospho-Tyr9) 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PDPK1(Phospho-Tyr9) 多克隆抗体

英文名称： Anti-PDPK1(Phospho-Tyr9) rabbit polyclonal antibody

别名： PDK1; PDPK2; PRO0461

抗原： PDPK1(Phospho-Tyr9)

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Phosphorylates and activates not only PKB/AKT, but also PK A, PKC-zeta, RPS6KA1 and RPS6KB1. May play a general role in signaling processes and in development.
Applications:	IHC
Name of antibody:	PDPK1(Phospho-Tyr9)
Immunogen:	Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 9(A-L-Y(p)-D-A) derived from Human PDK1.
Full name:	3-phosphoinositide dependent protein kinase 1
Synonyms :	PDK1; PDPK2; PRO0461
SwissProt:	O15530
IHC positive control:	Human brain tissue

IHC Recommend dilution: 50-100

