

## 兔抗 VWCE 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 VWCE 多克隆抗体

英文名称： Anti-VWCE rabbit polyclonal antibody

别名： VWC1; URG11

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： VWCE

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	May be a regulatory element in the beta-catenin signaling pathway and a target for chemoprevention of hepatocellular carcinoma.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	VWCE
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of humanVWCE
<b>Full name:</b>	von Willebrand factor C and EGF domains
<b>Synonyms :</b>	VWC1; URG11
<b>SwissProt:</b>	Q96DN2
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	2000-5000
<b>IHC positive control:</b>	Human esophagus cancer and Human gastric cancer

IHC Recommend dilution:

25-100

