

## 兔抗 PEAR1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PEAR1 多克隆抗体

英文名称： Anti-PEAR1 rabbit polyclonal antibody

别名： platelet endothelial aggregation receptor 1; JEDI; MEGF12

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： PEAR1

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	PEAR1 is a platelet receptor that signals upon the formation of platelet-platelet contacts independent of platelet activation and secondary to platelet aggregation (Nanda et al., 2005 [PubMed 15851471]).
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	PEAR1
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human PEAR1
<b>Full name:</b>	platelet endothelial aggregation receptor 1
<b>Synonyms:</b>	JEDI; MEGF12
<b>SwissProt:</b>	Q5VY43
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000

<b>IHC positive control:</b>	Human liver cancer and human breast cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	30-150



