

## 兔抗 JUNB 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 JUNB 多克隆抗体

英文名称： Anti-JUNB rabbit polyclonal antibody

别名： AP-1

相关类别： 一抗

抗原： JUNB

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse, Rat


标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Transcription factor involved in regulating gene activity following the primary growth factor response. Binds to the DNA sequence 5'-TGA[CG]TCA-3'.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	JUNB
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human JUNB
<b>Full name:</b>	jun B proto-oncogene
<b>Synonyms :</b>	AP-1
<b>SwissProt:</b>	P17275
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000

<b>IHC positive control:</b>	Human gastric cancer and human tonsil
<b>IHC Recommend dilution:</b>	25-100



**mlbio** 梅联生物  
Good elisakit producers

