

## 兔抗 PFN4 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PFN4 多克隆抗体

英文名称： Anti-PFN4 rabbit polyclonal antibody

储 存： 冷冻（-20℃）

宿 主： Rabbit

抗 原： PFN4

相关类别： 一抗

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene belongs to the profilin family. It binds to actin and affects the structure of the cytoskeleton. Mostly expression in testes, pituitary gland, midbrain, bone marrow, vulva.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	PFN4
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human PFN4
<b>Full name:</b>	profilin family, member 4
<b>SwissProt:</b>	Q8NHR9
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	1000-5000
<b>IHC positive control:</b>	Human brain and human thyroid cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	25-100

