

兔抗 SEZ6L 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SEZ6L 多克隆抗体

英文名称： Anti-SEZ6L rabbit polyclonal antibody

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻（-20℃）

宿 主： Rabbit

抗 原： SEZ6L

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	May contribute to specialized endoplasmic reticulum functions in neurons.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	SEZ6L
Immunogen:	Synthetic peptide of human SEZ6L
Full name:	seizure related 6 homolog like
SwissProt:	Q9BYH1
ELISA Recommended dilution:	1000-2000
IHC positive control:	Human breast cancer and Human esophagus cancer
IHC Recommend dilution:	25-100

