

兔抗 PGLS 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PGLS 多克隆抗体

英文名称： Anti-PGLS rabbit polyclonal antibody

别名： 6PGL

抗原： PGLS

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Hydrolysis of 6-phosphogluconolactone to 6-phosphogluconate.
Applications:	WB, IHC
Name of antibody:	PGLS
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human PGLS.
Full name:	6-phosphogluconolactonase
Synonyms :	6PGL
SwissProt:	O95336
IHC positive control:	Human lymph node tissue
IHC Recommend dilution:	50-100
WB Predicted band size:	28 kDa

WB Positive control:	COLO cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000



