

兔抗 PIN4 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 PIN4 多克隆抗体

英文名称： Anti-PIN4 rabbit polyclonal antibody

别名： EPVH; PAR14; PAR17

抗原： PIN4

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a member of the parvulin subfamily of the peptidyl-prolyl cis/trans isomerase protein family. The encoded protein catalyzes the isomerization of peptidylprolyl bonds, and may play a role in the cell cycle, chromatin remodeling, and/or ribosome biogenesis. The encoded protein may play an additional role in the mitochondria.
Applications:	ELISA, WB
Name of antibody:	PIN4
Immunogen:	Full length fusion protein
Full name:	peptidylprolyl cis/trans isomerase, NIMA-interacting 4
Synonyms :	EPVH; PAR14; PAR17

SwissProt:	Q9Y237
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
WB Predicted band size:	14 kDa
WB Positive control:	293T cell and Human fetal muscle tissue
WB Recommended dilution:	200-1000

