

兔抗 SH2D5 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SH2D5 多克隆抗体

英文名称： Anti-SH2D5 rabbit polyclonal antibody

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

宿 主： Rabbit

抗 原： SH2D5

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	2 isoforms of the human protein are produced by alternative splicing.
Applications:	WB
Name of antibody:	SH2D5
Immunogen:	Synthesized peptide derived from C-terminal of human SH2D5.
Full name:	SH2 domain containing
Synonyms :	0
SwissProt:	Q6ZV89
WB Predicted band size:	47 kDa
WB Positive control:	293 cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000

