

兔抗 SH3RF3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SH3RF3 多克隆抗体

英文名称： Anti-SH3RF3 rabbit polyclonal antibody

别名： POSH2; SH3MD4

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

抗原： SH3RF3

反应种属： Human Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Belongs to the SH3RF family.
Applications:	WB
Name of antibody:	SH3RF3
Immunogen:	Synthesized peptide derived from C-terminal of human SH3RF3.
Full name:	SH3 domain containing ring finger 3
Synonyms :	POSH2; SH3MD4
SwissProt:	Q8TEJ3
WB Predicted band size:	93 kDa
WB Positive control:	Huvec cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000

