

兔抗 SH3YL1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SH3YL1 多克隆抗体

英文名称： Anti-SH3YL1 rabbit polyclonal antibody

别名： SH3 and SYLF domain containing 1; RAY

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： SH3YL1

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	The exact function of SH3YL1 remains unknown.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	SH3YL1
Immunogen:	Fusion protein of human SH3YL1
Full name:	SH3 and SYLF domain containing 1
Synonyms:	RAY
SwissProt:	Q96HL8
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human prostate cancer and Human liver cancer
IHC Recommend dilution:	50-200

