

兔抗 SHC4 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SHC4 多克隆抗体

英文名称： Anti-SHC4 rabbit polyclonal antibody

别名： SHC adaptor protein 4; RaLP; SHCD

相关类别： 一抗 储存 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit 反应种属 Human

抗原： SHC4

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Activates both Ras-dependent and Ras-independent migratory pathways in melanomas. Contributes to the early phases of agrin-induced tyrosine phosphorylation of CH RNBI.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	SHC4
Immunogen:	Fusion protein of human SHC4
Full name:	SHC adaptor protein 4
Synonyms:	RaLP; SHCD
SwissProt:	Q6S5L8
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human cervical cancer
IHC Recommend dilution:	70-350

