

兔抗 PITPNM1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PITPNM1 多克隆抗体

英文名称： Anti-PITPNM1 rabbit polyclonal antibody

别名： Rd9; NIR2; RDGB; DRES9; RDGB1; RDGBA; PITPNM; RDGBA1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： PITPNM1

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	PITPNM1 belongs to a family of membrane-associated phosphatidylinositol transfer domain-containing proteins that share homology with the Drosophila retinal degeneration B (rdgB) protein.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	PITPNM1
Immunogen:	Fusion protein of human PITPNM1
Full name:	phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 1
Synonyms :	Rd9; NIR2; RDGB; DRES9; RDGB1; RDGBA; PITPNM; RDGBA1

SwissProt:	O00562
ELISA Recommended dilution:	1000-2000
IHC positive control:	Human thyroid cancer and human cervical cancer
IHC Recommend dilution:	25-100

