

兔抗 PIWIL2 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PIWIL2 多克隆抗体

英文名称： Anti-PIWIL2 rabbit polyclonal antibody

别名： piwi like RNA-mediated gene silencing 2; CT80; HILI; mili; PIWIL1L

抗原： PIWIL2

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

相关类别： 一抗

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	PIWIL2 belongs to the Argonaute family of proteins, which function in development and maintenance of germline stem cells (Sasaki et al., 2003 [PubMed 12906857]).
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	PIWIL2
Immunogen:	Synthetic peptide of human PIWIL2
Full name:	piwi like RNA-mediated gene silencing 2
Synonyms:	CT80; HILI; mili; PIWIL1L
SwissProt:	Q8TC59
ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human liver cancer and Human breast cancer

IHC Recommend dilution:	50-200
-------------------------	--------



