

## 兔抗 PKIB 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PKIB 多克隆抗体

英文名称： Anti-PKIB rabbit polyclonal antibody

别名： PRKACN2

抗原： PKIB

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Extremely potent competitive inhibitor of cAMP-dependent protein kinase activity, this protein interacts with the catalytic subunit of the enzyme after the cAMP-induced dissociation of its regulatory chains By similarity.
<b>Applications:</b>	IHC, IF
<b>Name of antibody:</b>	PKIB
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human IPKB.
<b>Full name:</b>	protein kinase
<b>Synonyms :</b>	PRKACN2
<b>SwissProt:</b>	Q9C010
<b>IHC positive control:</b>	Human brain tissue

<b>IHC Recommend dilution</b> :	50-100
<b>IF positive control:</b>	MCF-7 cells
<b>IF Recommend dilution:</b>	100-500



