

兔抗 SIK3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SIK3 多克隆抗体

英文名称： Anti-SIK3 rabbit polyclonal antibody

别名： SIK family kinase 3; L19; QSK; SEMDK; SIK-3

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： SIK3

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Inhibits CREB activity by phosphorylating and inhibiting activity of TORCs, the CREB-specific coactivators, like CRTC2/TORC2 and CRTC3/TORC3 in response to cAMP signaling.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	SIK3
Immunogen:	Fusion protein of human SIK3
Full name:	SIK family kinase 3
Synonyms:	L19; QSK; SEMDK; SIK-3
SwissProt:	Q9Y2K2
ELISA Recommended dilution:	5000-10000

IHC positive control:	Human tonsil and Human breast cancer
IHC Recommend dilution:	50-100



