

**兔抗 SIRPB1 多克隆抗体**

中文名称：兔抗 SIRPB1 多克隆抗体

英文名称： Anti-SIRPB1 rabbit polyclonal antibody

别名： CD172b; SIRP-BETA-1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

抗原： SIRPB1

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

**技术规格**

<b>Background:</b>	Immunoglobulin-like cell surface receptor involved in the negative regulation of receptor tyrosine kinase-coupled signaling processes. Participates also in the recruitment of tyrosine kinase SYK.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	SIRPB1
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human SIRPB1.
<b>Full name:</b>	signal-regulatory protein beta 1
<b>Synonyms :</b>	CD172b; SIRP-BETA-1
<b>SwissProt:</b>	O00241
<b>WB Predicted band size:</b>	43 kDa

<b>WB Positive control:</b>	Huvec cells, COLO cells and Hela cells lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000

