

兔抗 PLA2G4E 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PLA2G4E 多克隆抗体

英文名称： Anti-PLA2G4E rabbit polyclonal antibody

抗 原： PLA2G4E

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

宿 主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	Calcium-dependent phospholipase A2 that selectively hydrolyzes glycerophospholipids in the sn-2 position By similarity.
Applications:	IHC
Name of antibody:	PLA2G4E
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human PLA2G4E.
Full name:	phospholipase A2, group IVE
Synonyms :	0
SwissProt:	Q3MJ16
IHC positive control:	Human lung carcinoma tissue
IHC Recommend dilution:	50-100

