

兔抗 SLC5A3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SLC5A3 多克隆抗体

英文名称： Anti-SLC5A3 rabbit polyclonal antibody

别名： solute carrier family 5 member 3; BCW2; SMIT; SMIT1; SMIT2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： SLC5A3

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

| | |
|------------------------------------|--|
| Background: | Prevents intracellular accumulation of high concentrations of myo-inositol (an osmolyte) that result in impairment of cellular function. |
| Applications: | ELISA, IHC |
| Name of antibody: | SLC5A3 |
| Immunogen: | Synthetic peptide of human SLC5A3 |
| Full name: | solute carrier family 5 member 3 |
| Synonyms: | BCW2; SMIT; SMIT1; SMIT2 |
| SwissProt: | P53794 |
| ELISA Recommended dilution: | 5000-10000 |
| IHC positive control: | Human liver cancer |

IHC Recommend dilution: 25-100



