

兔抗 KEL 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 KEL 多克隆抗体

英文名称： Anti-KEL rabbit polyclonal antibody

别名： ECE3; CD238

相关类别： 一抗

抗原： KEL

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a type II transmembrane glycoprotein that is the highly polymorphic Kell blood group antigen. The Kell glycoprotein links via a single disulfide bond to the XK membrane protein that carries the Kx antigen. The encoded protein contains sequence and structural similarity to members of the neprilysin (M13) family of zinc endopeptidases.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	KEL
Immunogen:	Fusion protein of human KEL
Full name:	Kell blood group, metallo-endopeptidase
Synonyms :	ECE3; CD238

SwissProt:	P23276
ELISA Recommended dilution:	2000-5000
IHC positive control:	Human liver cancer and Human brain
IHC Recommend dilution:	50-200

