

## 兔抗 PLK3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PLK3 多克隆抗体

英文名称： Anti-PLK3 rabbit polyclonal antibody

别名： CNK; FNK; PRK

相关类别： 一抗

抗原： PLK3

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Cytokine-inducible kinase is a putative serine/threonine kinase. CNK contains both a catalytic domain and a putative regulatory domain. It may play a role in regulation of cell cycle progression and tumorigenesis.
<b>Applications:</b>	ELISA, WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	PLK3
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human PLK3
<b>Full name:</b>	polo-like kinase 3
<b>Synonyms :</b>	CNK; FNK; PRK
<b>SwissProt:</b>	Q9H4B4
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	1000-2000

<b>IHC positive control:</b>	Human colon cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	25-100
<b>WB Predicted band size:</b>	72 kDa
<b>WB Positive control:</b>	A431 cell
<b>WB Recommended dilution:</b>	200-1000



