

## 兔抗 PLK5 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PLK5 多克隆抗体

英文名称： Anti-PLK5 rabbit polyclonal antibody

别名： PLK-5; PLK5P; SgK384ps

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

抗原： PLK5

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Inactive serine/threonine-protein kinase that plays a role in cell cycle progression and neuronal differentiation.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	PLK5
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human PLK5.
<b>Full name:</b>	polo-like kinase 5
<b>Synonyms :</b>	PLK-5; PLK5P; SgK384ps
<b>SwissProt:</b>	Q496M5
<b>WB Predicted band size:</b>	36 kDa
<b>WB Positive control:</b>	COLO cells, Jurkat cells and Hela cells lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000

