

## 兔抗 PLXDC1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PLXDC1 多克隆抗体

英文名称： Anti-PLXDC1 rabbit polyclonal antibody

别名： TEM3; TEM7

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： PLXDC1

宿主： Rabbit

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	Plays a critical role in endothelial cell capillary morphogenesis By similarity.
<b>Applications:</b>	IHC
<b>Name of antibody:</b>	PLXDC1
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from Internal of human PLXDC1.
<b>Full name:</b>	plexin domain containing 1
<b>Synonyms :</b>	TEM3; TEM7
<b>SwissProt:</b>	Q8IUK5
<b>IHC positive control:</b>	Human brain tissue

IHC Recommend dilution: 50-100

