

## 兔抗 PNCK 多克隆抗体

中文名称：兔抗 PNCK 多克隆抗体

英文名称： Anti-PNCK rabbit polyclonal antibody

别名： BSTK3; CaMK1b

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： PNCK

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	PNCK is a member of the calcium/calmodulin-dependent protein kinase family of protein serine/threonine kinases (see CAMK1; MIM 604998) (Gardner et al., 2000 [PubMed 10673 339]).
<b>Applications:</b>	WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	PNCK
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human CaMK1-β.
<b>Full name:</b>	pregnancy up-regulated nonubiquitous CaM kinase
<b>Synonyms :</b>	BSTK3; CaMK1b

<b>SwissProt:</b>	Q6P2M8
<b>IHC positive control:</b>	Human brain tissue
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-100
<b>WB Predicted band size:</b>	39 kDa
<b>WB Positive control:</b>	LOVO cells treated with H2O2 (100uM, 30mins) lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000



