

## 兔抗 SLC22A24 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SLC22A24 多克隆抗体

英文名称： Anti-SLC22A24 rabbit polyclonal antibody

别名： NET46

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： SLC22A24

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	SLC22A24 belongs to a large family of transmembrane proteins that function as uniporters, symporters, and antiporters to transport organic ions across cell membranes (Jacobsson et al., 2007 [PubMed 17714910]).
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	SLC22A24
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human SLC22A24
<b>Full name:</b>	solute carrier family 22 member 24
<b>Synonyms:</b>	NET46
<b>SwissProt:</b>	Q8N4F4

<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>IHC positive control:</b>	Human ovarian cancer;Human breast cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	25-100



