

## 兔抗 SLC24A3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 SLC24A3 多克隆抗体

英文名称： Anti-SLC24A3 rabbit polyclonal antibody

别名： NCKX3

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： SLC24A3

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Plasma membrane sodium/calcium exchangers are an important component of intracellular calcium homeostasis and electrical conduction. Potassium-dependent sodium/calcium exchangers such as SLC24A3 are believed to transport 1 intracellular calcium and 1 potassium ion in exchange for 4 extracellular sodium ions.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	SLC24A3
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human SLC24A3
<b>Full name:</b>	solute carrier family 24 (sodium/potassium/calcium exchanger), member 3

<b>Synonyms :</b>	NCKX3
<b>SwissProt:</b>	Q9HC58
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	1000-2000
<b>IHC positive control:</b>	Human breast cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	25-100

