

兔抗 POLR3D 多克隆抗体

中文名称：兔抗 POLR3D 多克隆抗体

英文名称： Anti-POLR3D rabbit polyclonal antibody

别名： RPC4; BN51T; RPC53; TSBN51

抗原： POLR3D

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Rabbit

反应种属： Human

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

技术规格

Background:	This gene complements a temperature-sensitive mutant isolated from the BHK-21 Syrian hamster cell line. It leads to a block in progression through the G1 phase of the cell cycle at nonpermissive temperatures.
Applications:	WB
Name of antibody:	POLR3D
Immunogen:	Synthesized peptide derived from internal of human RPC4.
Full name:	polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide D, 44kDa
Synonyms :	RPC4; BN51T; RPC53; TSBN51
SwissProt:	P05423
WB Predicted band size:	44 kDa

WB Positive control:	MCF-7 cells lysate
WB Recommended dilution:	500-3000

