

兔抗 POU2F1 多克隆抗体

中文名称：兔抗 POU2F1 多克隆抗体

英文名称： Anti-POU2F1 rabbit polyclonal antibody

别名： OCT1, OTF1, oct-1B

抗原： POU2F1

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

反应种属： Human, Mouse

相关类别： 一抗

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Fusion protein of human POU2F1
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	POU2F1
Immunogen:	Fusion protein of human POU2F1
Full name:	POU class 2 homeobox 1
SwissProt:	P14859
ELISA Recommended dilution:	1000-2000
IHC positive control:	Human lung cancer;
IHC Recommend dilution:	15-50
WB Predicted band size:	76 kDa
WB Positive control:	231 cells

WB Recommended dilution: 200-1000



