

## 兔抗 POU3F1 多克隆抗体

中文名称： 兔抗 POU3F1 多克隆抗体

英文名称： Anti-POU3F1 rabbit polyclonal antibody

别名： OCT6; OTF6; SCIP

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： POU3F1

反应种属： Human, Mouse, Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene belongs to the POU transcription factor family. Class-3 subfamily. It is transcription factor that binds to the octamer motif (5'-ATTTGCAT-3'). Thought to be involved in early embryogenesis and neurogenesis. Mostly expressed in embryonal stem cells and in the developing brain.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	POU3F1
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human POU3F1
<b>Full name:</b>	POU class 3 homeobox 1

<b>Synonyms :</b>	OCT6; OTF6; SCIP
<b>SwissProt:</b>	Q03052
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	2000-5000
<b>IHC positive control:</b>	Human ovarian cancer and Human lung cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	50-200

