

## 兔抗 ZNF18 多克隆抗体

中文名称：兔抗 ZNF18 多克隆抗体

英文名称： Anti-ZNF18 rabbit polyclonal antibody

别名： HDSG1; KOX11; ZNF535; Zfp535; ZKSCAN6; ZSCAN38

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

抗原： ZNF18

宿主： Rabbit

反应种属： Human Mouse Rat

标记物： Unconjugate

克隆类型： Unconjugate

### 技术规格

<b>Background:</b>	May be involved in transcriptional regulation.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	ZNF18
<b>Immunogen:</b>	Synthesized peptide derived from internal of human ZNF18.
<b>Full name:</b>	zinc finger protein 18
<b>Synonyms :</b>	HDSG1; KOX11; ZNF535; Zfp535; ZKSCAN6; ZSCAN38
<b>SwissProt:</b>	P17022
<b>WB Predicted band size:</b>	62 kDa
<b>WB Positive control:</b>	Hela cells lysate
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-3000

